

FOGÁSZATI TERMÉKKATALÓGUS

FÓKUSZBAN A HIGIÉNIA

A STERIPOWER RENDSZERES HASZNÁLATA SEGÍTHET MEGELŐZNI A JÁRVÁNYOK TERJEDÉSÉT



FOGÁSZATOKNAK



EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNYEKNEK



OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEKNEK



ÉTTERMEKNEK



IRODÁKNAK











EGYEDI ÁLLVÁNNYAL RENDELHETŐ!



Steripower®

TARTALOM

 KÉZHIGIÉRIA _____	5
 FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS _____	13
 MŰSZEREK TISZTÍTÁSA, FERTŐTLENÍTÉSE (KÉZI) _	25
 HIGIÉRIA A FOGÁSZATBAN _____	32
 SZÁJÁPOLÁS _____	36
 ADAGOLÓK _____	40
 STERIL CSOMAGOLÓANYAGOK _____	46
 HIGIÉNIAI ESZKÖZÖK _____	52
JEGYZETEK _____	64

RÉSZLETES TARTALOM

KÉZHIGIÉNYIA

S&M wash lotion	6
esemtan wash lotion	7
sensiva wash lotion	8
desderman care	9
desmanol pure	10
primasept wash	11
esemtan skin lotion	12

FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS

mikrozyd AF liquid	14
mikrozyd AF wipes	15
antifect N liquid	16
mikrozyd sensitive liquid	17
mikrozyd sensitive wipes	18
mikrozyd universal wipes	19
mikrozyd PAA wipes	20
schülke nedves törlőkendő rendszer	21
terralin protect	23
perform	24

MŰSZEREK TISZTÍTÁSA, FERTŐTLENÍTÉSE (NEM EGYFÁZISÚ SZEREK)

gigazyme	26
gigasept instru AF	27
gigasept AF forte	28
gigasept FF (new)	29
gigasept pearls	30
S&M műszer- és eszközfertőtlenítő kádak	31

HIGIÉNYIA A FOGÁSZATBAN

rotasept	33
aspirmatic	34
aspirmatic cleaner	34
dentavon	35

SZÁJÁPOLÁS

octenident	37
------------	----

ADAGOLÓK

SM2	41
RX-5 T	42
Steripower	43

STERIL CSOMAGOLÓANYAGOK

Steriking-WIPAK	46
-----------------	----

HIGIÉNYIAI ESZKÖZÖK

SPECTRA ANTIMAGNETIC	53
UVC SPECTRA	54
UVC SPECTRA 72/55	55
Fertőtlenítő miniBOX	56
SPECTRA hybrid	57
SteriPro	58
Fieberscan Pro	60
iHealth PT3	61
AUTOKLÁVOK	62
ULTRAHANGOS MOSÓK	63

KÉZHIGIÉNYIA

1. Tisztítás
2. Fertőtlenítés
3. Kombinált megoldás
4. Ápolás



schülke -†



S&M[®] wash lotion


bőrkímélő tenzidek kombinációján alapuló, ápoló komponenseket is tartalmazó, szappanmentes készítmény

Amit nyújt

- Megőrzi és stabilizálja a bőr savvédő rétegét.
- Bőrkímélő, hatásosan tisztít.
- Bőrszemleges pH érték.
- Szappan- és alkálígumimentes.
- Nem irritálja a bőrt és a nyálkahártyát.
- Friss illatú.

Alkalmazási terület

- Műtéti beavatkozások előtt bőrkímélő lemosáshoz és fürdetéshez.
- Kéztisztításhoz, műtéti bemosakodás előtt.
- Higiénés kézfertőtlenítés előtt.
- Zuhanyzáshoz ideálisan alkalmazható.



➤ KÉZMOSÁSHOZ

➤ FÜRDŐKHÖZ

➤ ZUHANYZÁSHOZ

➤ BETEG MOSDATÁSÁHOZ

Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
500 ml flakon	20 x 500 ml	112006
S&M Wash lotion 1 liter	10 db / karton	112002

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Termék	Cikkszám
SM2 fali adagoló	668500
adagoló pumpa (500 ml és 1 l-es flakonhoz)	180303



esemtan[®] wash lotion

bőrbarát testlemosó, válogatott ápoló
összetevőkkel

Amit nyújt


- szappanmentes testlemosó, bőrkímélő tenzidekkel
- gyengéd a bőrhöz
- kíméletes tisztítás
- kellemes illat
- dermatológiai tesztelt
- allantoin tartalmú

Felhasználási terület

- tápláló kéz- és testlemosásra
- folyékony szappanként sebészi bemosakodás és higiénés kézfertőtlenítés előtt
- beteges műtét előtti kíméletes és gyengéd testlemosására

Termék profil

- szappanmentes, bőrbarát tisztító összetevő (Syndet)
- allantoin tartalmú, amelynek nyugtató és hidratáló hatása van a bőrre, és elősegíti a sejt megújulását



KÉZMOSÁSHOZ

FÜRDŐKHÖZ

TESTLEMOÁSÁSHOZ

ZUHANYZÁSHOZ

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
esemtan wash lotion 500 ml flakon	20 db / karton	116625
esemtan wash lotion 1 l flakon	10 db / karton	116602
esemtan wash lotion 5 l kanna	1 db / kanna	116604

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Termék	Cikkszám
Adagoló pumpa 500 ml / 1 l-es flakonhoz (3 ml / 1 lenyomás)	180303
Kannakulcs 5 + 10 l-es kannához	135810
SM2 Univerzális adagoló (kb. 1-3 ml adagolás)	668500



sensiva® wash lotion

bőrbarát, parfüm- és színezékmentes testlemosó

Amit nyújt

- szappanmentes testlemosó, bőrbarát, felületaktív összetevőkkel
- bőrkímélő
- gyengéden tisztít
- színezék-, parfüm- és lanolinmentes
- bőrgyógyászatilag tesztelt
- allantoin tartalmú

Termék profil

- szappanmentes, bőrbarát tisztító összetevő (Syndet)
- allantoin tartalmú, amelynek nyugtató és hidratáló hatása van a bőrre és elősegíti a sejt megújulását
- lanolinmentes

ALLANTOINNAL



KÉZMOSÁSHOZ

TESTLEMOSÁSHOZ

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
sensiva wash lotion 500 ml flakon	20 db / karton	114006
sensiva wash lotion 1 l flakon	10 db / karton	114002

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Termék	Cikkszám
Adagoló pumpa 500 ml / 1 l-es falkonhoz (3 ml / 1 lenyomás)	180303
Kannakulcs 5 + 10 l-es kannához	135810
SM2 Univerzális falidagoló (kb. 1-3 ml adagolás)	668500



desderman[®] care

Felhasználásra kész alkohol alapú higiénés és sebészi kézfertőtlenítőszer dexpanthenol és E-vitamin ápolóanyagokkal.

Előnyök

- széles hatásspektrum (beleértve vírusok)
- Norovírus elleni hatékonyság
- kimagasló kézvédelem és ápolás a Panthenol-complex + E-vitamin innovatív formulájának köszönhetően, ami minden egyes kézfertőtlenítéskor védi és ápolja a kezét színezék- és illatanyag mentes (bőrbarát, hipoallergén)
- bőrgyógyászatilag jóváhagyott

Alkalmazási terület

- Higiénés kézfertőtlenítés (EN1500):** száraz kézre juttasson 3 ml desderman[®] care-t, majd alaposan dörzsölje be úgy, hogy nedves maradjon a keze a 30 mp behatási idő alatt.
- Sebészi bemosakodás (EN 12791):** tisztasági kézmosás után 5 ml készítményt adagoljunk a tiszta, megszáritott kézre, melyet a kézen és az alkaron alaposan eldörzsölünk másfél percig, majd az eljárást ismételjük meg úgy, hogy a behatási idő alatt a kezek végig nedvesen maradjanak. Behatási idő: 2x90 mp.

Használati utasítás

A desderman[®] care-t hígítatlanul kell használni. Higiénés és sebészi kézfertőtlenítés során a behatási idő alatt a desderman[®] care-t úgy kell adagolni, hogy a kezek végig nedvesek maradjanak.

Speciális ajánlás

Biztonságosan használja a fertőtlenítőszereket! Mindig olvassa el a termék címkét és a terméktájékoztatót használat előtt! Külsőleg! Vigyázzon, hogy a készítmény ne kerüljön kapcsolatba nyílt lánggal vagy bekapcsolt állapotú elektromos hőforrással!

KÉZMOSÁSHOZ

SEBÉSZETI BEMOSAKODÁSHOZ



- baktericid (MRSA)
- tuberkulocid
- mycobaktericid
- Candida albicans
- Módosított Vaccinia Ankara vírus
- szelektív virucid
- Norovírus
- virucid
- Poliovírus
- Rotavírus
- Adenovírus

Rendelési információ:

Termék	Kiszerezés	Cikkszám
desderman care DE FR 100 ml FL	30/karton	70002055
desderman care DE FR EN AE 500 ml FL	20/karton	70002329
desderman care DE FR EN AE 1 l FL	10/karton	70002337
desderman care DE FR PL EN 1 l EF	10/karton	70002057
desderman care DE FR EN NL 5 l KA	1/kanna	70002056

i Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



desmanol® pure

használatra kész, alkoholos kézfertőtlenítő
higiénés és sebészi kézfertőtlenítésre

Amit nyújt

- Széles antimikrobiális hatásspektrum (beleértve a vírusokat is);
- Kíméli és védi a bőrt innovatív összetételének köszönhetően (dexpanthenol és etilhexil- glicerín);
- Színezék és illatanyagmentes;
- Dermatológiailag tesztelt.

Alkalmazási terület

- Higiénés kézfertőtlenítés; (EN 1500) 3 ml – 30 mp
- Sebészi kézfertőtlenítés (2 x 90 mp)

Alkalmazás módja

- A desmanol® pure hígítás nélkül alkalmazandó. Mind higiénés, mind a sebészi kézfertőtlenítés esetén az oldatot úgy kell adagolni, hogy a fertőtlenítendő felület (kéz és alkar) a behatási idő alatt nedves maradjon.
- Szelektív virucid hatás, mivel az Adenovírusral szemben 2 perc a behatási idő.



- baktericid (MRSA)
- fungicid
- tuberkulocid
- szelektív virucid (burkos vírusokra)

Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
100 ml	30 x 100 ml	125210
500 ml	20 x 500 ml	125216
1 l	10 x 1 l	125217
5 l kanna	1 x 5 l	125215

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Termék	Cikkszám
SM2 Univerzális faliadagoló	668500
Adagoló pumpa 500 és 1000 ml-es flakonhoz	180303



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a
használati útmutatót!



primasept® wash

antimikrobiális kézmosószer higiénés
kézmosáshoz burkos vírusok elleni virucid
hatással

Amit nyújt

- hatásos baktériumok (köztük szalmonella és listéria) ellen,
- élesztőgombák és burkos vírusok (köztük HBV, HIV, HCV, Vaccinia) ellen
- gyengéd szappanmentes tisztítószer 4 % klórhexidin tartalommal
- kiváló tisztító erő
- bőrtápláló és hidratáló összetevőket tartalmaz
- színező- és illatanyagmentes
- dermatológiai tesztelt

Alkalmazási terület

- higiénés kézmosásra
- élelmiszerfeldolgozó ipari, ipari- és kórházi konyhai, ipari üzemi, kórházi és ápolási otthoni használatra

Termék profil

- szappanmentes, bőrbarát tisztítószer
- a hozzáadott allantoin bőrtápláló hatással bír, hidratál és támogatja a sejtek megújulását
- panthenolt tartalmaz, ami stimulálja a bőrregenerációt és enyhíti a bőr irritációját.

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
primasept wash 500 ml flakon	20 db / karton	70002402
primasept wash 1 l flakon	10 db / karton	70002404
primasept wash 5 l kanna	1 db / kanna	kérésre

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Termék	Cikkszám
SM2 Univerzális faliadagoló	668500
Adagoló pumpa 500 és 1000 ml-es flakonhoz	180303

Használati utasítás

- higiénés kézmosás (EN1499): adagoljon 5 ml primasept® wash-t a benedvesített kézre és habot képezve dörzsölje 30 másodpercig. Ezután alaposan öblítse le a kezét és törölje szárazra.
- szelektív virucid hatás eléréséhez (virucid hatás burkos vírusok ellen EN 14476 szerint) a kézmosás 60 másodperc.



30-60 sec



i **Figyelem: a higiénés kézmosásra szolgáló termékek nem helyettesítik a kézfertőtlenítésre használt alkohol alapú termékeket!**



esemtan[®] skin lotion

színezékmentes testápoló, normál bőrre

Amit nyújt

- tápláló és hidratáló
- gyorsan felszívódó
- könnyen elosztható
- tökéletesen kompatibilis a desderman[®] pure és a desmanol[®] pure-ral
- színezetlen és kellemes illatú
- dermatológiaiailag tesztelt

Termék profil

- Olaj-víz emulzió
- Jojoba olajat tartalmaz, amely segít megőrizni a bőr természetes savas védőrétegét (hidrolipid), kiegyensúlyozott zsír- és nedvességtartalma révén nem marad utána kellemetlen zsíros érzet.
- Tartalmaz méhviaszt, mely bőrvédő és hidratáló tulajdonságokkal rendelkezik.

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
esemtan [®] skin lotion 150 ml flakon	30 db / karton	70000897
esemtan [®] skin lotion 500 ml flakon	20 db / karton	70000898

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Termék	Cikkszám
Adagoló pumpa 500 és 1000 ml-es flakonhoz (kb. 1-3 ml adagolás)	180303
Adagoló pumpa 5 és 10 l-es kannához (20 ml adagolás)	668600
SM2 Univerzális faliadagoló	668500





FELÜLET- FERTŐTLENÍTÉS

1. Kis felületekre
2. Nagy felületekre



schülke 





mikroloid® AF liquid

alkohol alapú gyors fertőtlenítőszer nem invazív
orvosi eszközökhöz és egyéb felületekhez

CE0297 orvostechikai eszköz

Amit nyújt

- felhasználásra kész
- nagyon széles biocid aktivitás a lehető legrövidebb behatási időn belül
- jó nedvesítő tulajdonság
- maradványmentesen, gyorsan szárad

Alkalmazási terület

Orvostechikai eszközök és mindenféle olyan letörölhető felület alkohollal alapú gyors fertőtlenítése, ahol fertőzésnek fokozott kockázata áll fenn és gyors behatási idő szükséges, pl.:

- beteg közeli felületek
- betegkezelő egységek
- vizsgáló ágyak
- műtőasztalok és a közeli munkafelületek
- orvostechikai berendezések felülete

Ne használja alkoholérzékeny felületen, pl. akril üvegen!



- baktericid (MRSA, TBC)
- fungicid
- szelektív virucid
- behatási idő 5 perc

Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
250 ml flakon szórófejvel	10 x 250 ml	109309
1 l flakon	10 x 1 l	109304
10 l kanna	1 x 10 l	109177

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
szórófej 1 l-es flakonhoz	1 db	180124
kifolyócsap 10 l-es kannához	1 db	135510
kannakulcs 10 l-es kannához	1 db	135810



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



mikrozid® AF wipes

aldehidmentes, felhasználásra kész
fertőtlenítő kendő
alkoholos oldattal átitatva gyors
felületfertőtlenítésre

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

- felhasználásra kész fertőtlenítőszerrel impregnált kendő
- nagyon széles mikrobiológiai hatásspektrum a lehető legrövidebb behatási idő alatt
- gyorsan szárad
- széles méret- és kiserelés választék

Alkalmazási terület

Egészségügyi intézmények felületeinek és berendezési tárgyainak alkoholos gyorsfertőtlenítésére, és minden olyan területen, ahol fokozott a fertőzés veszélye és követelmény a rövid behatási idő, pl.:

- betegkezelő egységek
- vizsgáló asztalok
- műtőasztalok és hozzá tartozó berendezések
- egészségügyi berendezések felülete

Az impregnált törölkendő anyaga: viszkóz-polipropilén.

Ne használja alkoholérzékeny felületen, pl. akril üvegen!



- baktericid (MRSA, TBC)
- fungicid
- szelektív virucid
- behatási idő 5 perc

Rendelési információ:

Kiserelési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
150 db-os doboz	10 doboz / karton	109179
150 db-os utántöltő tasak	20 tasak / karton	109205
Jumbo 220 db-os doboz	10 doboz / karton	109157
Jumbo 220 db-os utántöltő tasak	12 tasak / karton	109159

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiserelési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
falra szerelhető fém doboztartó	1 db	134417



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



antifact® N liquid

aldehidmentes alkohol bázisú gyors fertőtlenítőszer orvostechikai eszközökhöz és egyéb letörölhető felületekhez

CE0297 orvostechikai eszköz

Amit nyújt

- aldehidmentes
- felhasználásra kész oldat
- rövid behatási idő
- gyors száradás
- VAH listán szerepel
- európai szabványok szerint tesztelt
- színező- és illatanyagmentes



- baktericid
- fungicid
- tuberkolocid
- szelektív virucid
- behatási idő 5 perc

Rendelési információ:

Termék	Kiszerezés	Cikkszám
antifact® N liquid 1 l flakon	10 / karton	113940
antifact® N liquid 5 l kanna	1 / kanna	113941

Alkalmazási terület

Alkohol alapú gyors fertőtlenítőszer orvostechikai eszközökre minden területen, fertőzés kockázatának fokozottan kitett különféle letörölhető felületekre, valamint olyan felületek fertőtlenítésére, ahol gyors behatási időre van szükség, például:

- beteg melletti területek
- beteg ellátó egységek
- vizsgáló ágyak
- műtőasztalok és melletti munkafelületek
- orvosi eszközök felülete
- élelmiszerfeldolgozó-ipari felületek
- ipari termelő területek felületei

Ne használja alkoholérzékeny felületen, pl. akril üvegen!

Felhasználóbarát, mivel a termék összetételének köszönhetően nem irritálja a nyálkahártyát, illatanyagmentes.

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiegészítők	Cikkszám
ágyra szerelhető tartó 1 l (ívelt)	134415
ágyra szerelhető tartó 1 l (egyenes)	134413
ágyra szerelhető tartó 500 ml (egyenes)	134412
kanna kulcs 5 + 10 l	135810
szórófej 500 / 1000 ml flakonhoz	180124



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



CE0297 orvostechnikai eszköz

mikroloid® sensitive liquid

alkoholmentes tisztító- és fertőtlenítőszer
alkoholérzékeny felületekre és orvostechnikai
eszközökre

Amit nyújt

- alkoholmentes
- felhasználásra kész oldat
- nagyon gyors behatási idejű és hatékony alkoholérzékeny felületekre
- érzékeny orvostechnikai eszközökre

Alkalmazási terület

A termék kiemelkedő anyagkompatibilitással bír, így különösen alkalmas alkoholérzékeny felületek és érzékeny orvostechnikai eszközök felületeinek fertőtlenítésére..



- baktericid (MRSA)
- yeasticid
- szelektív virucid
- ehatási idő 5 perc

Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
mikroloid® sensitive liquid 1 l flakon	10 x 1 l	165715
mikroloid® sensitive liquid 5 l kanna	1 x 5 l	109193

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Adagolók	Cikkszám
szórófej 1 l flakonhoz	180124
kanna kulcs 5 + 10 l	135810



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a
használati útmutatót!



mikroloid® sensitive wipes

alkoholmentes, felhasználásra kész
felületfertőtlenítő kendők alkoholérzékeny
orvosi eszközökre és felületekre

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

- alkoholmentes
- felhasználásra kész fertőtlenítőszerezrel impregnált kendő
- nagyon gyorsan hat és hatékony
- alkoholérzékeny felületekre
- jó tisztítási teljesítmény

Alkalmazási terület

A termék kiemelkedő anyagkompatibilitással bír, így különösen alkalmas alkoholérzékeny felületek és érzékeny orvostechnikai eszközök felületeinek fertőtlenítésére.



- baktericid (MRSA)
- tuberkoloid
- yeasticid
- szelektív virucid
- behatási idő 5 perc)

Rendelési információ:

Termék	Kiszerezés	Cikkszám
mikroloid® sensitive wipes Jumbo Refill (200 kendő)	12 / karton	70001404
mikroloid® sensitive wipes Jumbo (200 kendő)	10 / karton	109184

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiegészítők	Cikkszám
Jumbo doboz fali tartó	134421



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a
használati útmutatót!



mikroqid® universal wipes

anyagbarát, gyors tisztító- és fertőtlenítő
kendők alacsony alkohol tartalmú oldattal
impregnálva

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

- különösen anyagbarát (pl. tabletek)
- gyors hatékonyság (Noro: 30 mp.)
- az EN 16615 (4 felület teszt) tesztnek 1 perc alatt megfelel
- dermatológiailag tesztelt
- magas minőségű és nagyméretű kendők
- színezék- és illatanyagmentes
- kiváló tisztító teljesítmény
- 20x20 cm-es lapok



- baktericid (MRSA)
- tuberkoloid
- yeasticid
- szelektív virucid (behatási idő 5 perc)

Rendelési információ:

Termék	Kiszerezés	Cikkszám
mikroqid® universal wipes	6 / karton	70000038

Speciális ajánlás

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! A termék nagymértékben kompatibilis fémekkel és szintetikus anyagokkal. Kérjük, figyelmesen kövesse a nemzeti tűz és robbanásvédelmi előírásokat, amikor alkohol alapú fertőtlenítőszer használ. Csak kis felületek kezelésére. A törlési hatótávolság függ a szoba hőmérsékletétől és a fertőtleníteni kívánt felület struktúrájától. További információ szükség esetén kérésre elérhető.



További információért kérje részletes
termékleírásunkat!





mikrocid® PAA wipés

sporocid, perecetsavas felületfertőtlenítő
kendők orvosi eszközök és felületek magasfokú
fertőtlenítésére

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

- Magas szintű felületfertőtlenítő, kimagasló hatásspektrummal
- Csupán 15 perc alatt hatékony a spórákkal szemben
- Felnyitás után 28 napig használható
- Felhasználásra kész – nem kell aktiválni
- TOE szondákhoz* engedélyezett a használata



- baktericid
- tuberkocid
- fungicid
- vírucid
- sporocid (behatási idő 15 perc)



Rendelési információ:

Termék	Kiszerezés	Cikkszám
mikrocid® PAA wipés	12 doboz / karton	128101

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiegészítők	Cikkszám
fali tartó	134421



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a
használati útmutatót!



schülke nedves törlőkendő rendszer

schülke felületfertőtlenítőszer alkalmazására
kórházakban, ápolási otthonokban és
sürgősségi ellátóhelyeken, minden területen

Amit nyújt

- Széleskörű alkalmazhatóság
- Egyszerű kezelhetőség
- 28 napos felhasználhatóság
- Szőszmentes használat a felületen
- Nagyméretű kendő
- 100 db kendő/tekercs
- 30x30 cm

Alkalmazási terület

A schülke nedves törlőkendő rendszer a schülke felületfertőtlenítőszereivel egészségügyi intézmények felületeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek fertőtlenítésére, tisztítására alkalmas.

Rendelési információ:

Kiszárlási egységek	Csom. egységek	Cikkszám
Adagoló rendszer	1 db	119523
100 lapos törlőkendő tekercs	6 tekercs / csomag	119503

Adagoló rendszer kiürítése



Oldat kiürítése



Kendők eltávolítása



Tisztítás, fertőtlenítés és szárítás



Tisztítás és fertőtlenítés





schülke nedves törlőkendő rendszer

schülke nedves törlőkendő adagoló rendszer feltöltése higiénikus körülmények között

1. lépés:

A személyes védelem és a higiénikus feltöltés érdekében fertőtlenítse a kezét, használjon védőruházatot és kesztyűt, valamint ajánljuk a munkafelület előzetes fertőtlenítését pl. **terralin® protect-**tel vagy **mikrozid® AF liquid**-del.



2. lépés:

Nyissa ki az adagolót és helyezze bele a kicsomagolt új tekercset, a legbelső kendőt kicsit húzza ki.



3. lépés:

Lassan töltsé fel 2 liter felhasználásra kész fertőtlenítő oldattal vagy 3 liter koncentrátumból készített munkaoldattal, körkörösén a közepétől kifelé, így biztosítva a teljes átnedvesedést.



4. lépés:

Húzza át a fedélen a legbelső törlőt és dobja ki.



5. lépés

Tegye rá a fedelet és zárja rá a védősapkát.



6. lépés

30 perc alatt a kendők teljesen átnedvesednek. Várjon 30 percet!



7. lépés

Töltse ki a címkét, ami minden tekercshez mellékelve van és ragassza fel az adagolóra.



8. lépés

A schülke nedves törlőkendő rendszer felhasználásra kész.





CE0297 orvostechnikai eszköz

terralin® protect

koncentrátum orvostechnikai eszközök és egyéb felületek fertőtlenítő tisztításához

Amit nyújt

- ➔ aldehydmentes
- ➔ kiváló tisztító tulajdonságok
- ➔ diszkrét, kellemes és friss illat
- ➔ baktericid és szelektív virucid hatás, 15 perc alatt (2%)

Alkalmazási terület

Orvostechnikai eszközök és egyéb felületek tisztítása és fertőtlenítése:

- Minden kórházi területen (pl. kórtermek, intenzív osztályok, műtők)
- Különösen szag-érzékeny területeken (pl. újszülött intenzív osztályok)
- Érzékeny felületeken is (pl.: akril üveg)



Hatásspektrum és behatási idő információért kérje részletes tájékoztatónkat!

Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
2 literes flakon	5 x 2 l	181605
5 literes flakon	1 x 5 l	181688

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
kanna kulcs 5 + 10 l	135810



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



perform®

aktív oxigén-bázisú por alakú koncentrátum
orvostechnikai eszközök és egyéb felületek
fertőtlenítésére és tisztítására

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

- ➔ Széles hatásspektrum
- ➔ Aktív oxigén bázisú
- ➔ Praktikus alkalmazás az egyszeri adagokkal
- ➔ Sporocid (C. difficile) EN 17126 szerint: 1% - 120 perc. (tisztá körülmények)
- ➔ Virucid hatás - 5 perc -1%
- ➔ Nagyon jó anyagkompatibilitás
- ➔ Aktív oxigén bázisú
- ➔ Széles hatásspektrum (virucid, tuberkulocid, sporocid - inkl. C. difficile)

Alkalmazási terület

Orvostechnikai eszközök és egyéb felületek fertőtlenítése és tisztítása. Nagyon jól bevált, széles hatásspektrumú és jó anyagkompatibilitású termékként használható minden kórházi területen. Alkalmazható olyan érzékeny felületen is, mint az akril üveg, továbbá alkalmazható légző- és inhalációs maszkok és oktatótárgyak fertőtlenítésére.



Hatásspektrum és behatási idő információért kérje részletes tájékoztatónkat!

sporocid (C.difficile) EN 17126 1% - 120 perc
(tisztá körülmények)

Rendelési információ:

Termék	Kiszerezés	Cikkszám
perform® 40 g	50 / doboz	70001859
perform® 900 g	900 g	122322



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



MŰSZEREK KÉZI TISZÍTÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE

NEM EGYFÁZISÚ SZEREK

1. Tisztítás
2. Fertőtlenítés



schülke 





gigazyme®

**hármass enzim tartalmú tisztítószer
speciálisan endoszkópok kézi és félautomata
berendezésben történő tisztításához és
sebészeti műszerek kézi tisztításához**

CE0297 orvostechikai eszköz

Amit nyújt

- Kiváló tisztító hatás a hármass enzim tartalomnak köszönhetően
- Ultrahangos berendezésekben használható
- Nem habzik
- Nincs szermaradvány
- Kellemes illat

Alkalmazási terület

A gigazyme® enzim tartalmú detergens, endoszkópok kézi és félautomata gépi tisztítására, valamint sebészeti eszközök kézi tisztítására fejlesztették ki.

Magas minőségű enzimek (proteáz = fehérjebontás, lipáz = zsírok bontása, amiláz = keményítő lebontása) és felületaktív anyagok innovatív rendszerének ideális kombinációja bármilyen típusú hőálló és hőérzékeny eszköz tisztítására kiváló. Ultrahangos berendezésekben is ideálisan alkalmazható.

Rendelési információ:

Kiszárlási egység	Csom. egység	Cikkszám
2 literes flakon	5 x 2 l	132105



További információért kérje részletes termékleírásunkat!



gigasept® instru AF

aldehidmentes tisztító- és fertőtlenítőszer
orvosi műszerekhez

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

- aldehidmentes
- kellemes enyhe illat
- nagyon jó tisztító hatás
- széles mikrobiológiai hatásspektrum
- rövidebb behatási idő ultrahangos berendezésekben
5 perc - 3%
- akár 7 napig aktív munkaoldat

Alkalmazási terület

Alkalmas mindenféle hőálló és hőérzékeny műszer (kivéve flexibilis endoszkópok) kézi tisztítására és fertőtlenítésére. Széles mikrobiológiai hatásspektrumának és kitűnő tisztítási tulajdonságának köszönhetően – különösen ultrahangos kádakban – a gigasept® instru AF rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, amely megfelel az orvostechnikai eszközök tisztításával és fertőtlenítésével szemben felállított követelményeknek a betegellátásban.

Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
2 literes flakon	5 x 2 l	107425
5 literes flakon	1 x 5 l	107426

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
adagolópumpa 5 literes kannához	117101
kanna kulcs 5 literes kannához	135810



További információért kérje részletes termékleírásunkat!









gigasept® AF forte

aldehidmentes készítmény, flexibilis endoszkópok, valamint az anesztéziában és az ápolásban használt orvosi eszközök és kiegészítők tisztítására és fertőtlenítésére

CE0297 orvostechikai eszköz

Amit nyújt

-  aldehidmentes
-  flexibilis és merev endoszkópokhoz is alkalmas
-  alkalmazható ultrahangos tisztítókádakban rövidebb behatási idővel (5 perc - 2%)
-  védett hatóanyag összetétel
-  kellemes illat
-  akár 7 napig aktív munkaoldat

Alkalmazási terület

Flexibilis és merev endoszkópok, sebészeti műszerek, anesztézia berendezései és légzőmaszkok tisztítása és fertőtlenítése.

Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
2 literes flakon	5 x 2 l	125609
5 literes flakon	1 x 5 l	125610

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
adagolópumpa 5 literes kannához	117101
kanna kulcs 5 literes kannához	135810



További információért kérje részletes termékleírásunkat!



CE0297 orvostechnikai eszköz

gigasept® FF (new)

borostyánkősav-dialdehid alapú magas szintű kézi fertőtlenítőszer

Amit nyújt

- Formaldehid és glutáraldehid mentes
- Széles mikrobiológiai hatásspektrum
- Kiemelkedő anyagkompatibilitás;
- akár 14 napig aktív munkaoldat
- **Sporocid (C. difficile) EN 17126 szerint: 6% - 8 óra.**

Alkalmazási terület

Hőérzékeny és hőálló eszközök, pl. flexibilis és merev endoszkópok, vízálló ultrahangos szondák, anesztéziai segédeszközök, légzőmaszkok, műszerek stb. fertőtlenítése.



Rendelési információ:


Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
2 literes flakon	5 x 2 l	125507

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
3 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144307
3 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144308
5 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144407
5 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144408
10 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144507
10 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144508
30 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel	144609
30 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel	144610



További információért kérje részletes termékleírásunkat!









gigasept® pearls

aktív-oxigén alapú eszközfertőtlenítő
manuális tisztításhoz és fertőtlenítéshez
multi-enzim formulával

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

-  teljes mikrobiológiai hatásspektrum
-  kimagasló tisztító teljesítmény a multi-enzim formula, a semleges pH (nem fehérje fixáló) és hatékony felületaktív anyagok kombinációjának köszönhetően
-  kiváló anyagkompatibilitás, még olyan érzékeny anyagok esetében is, mint például a flexibilis endoszkópok
-  nagyobb felhasználói biztonság – az innovatív gyöngy szerkezetnek köszönhetően nem porzik (nincs belégzés veszély)
-  rendkívül kellemes illat
-  **Sporocid (C. difficile) EN 13704 szerint: 2% - 5 perc / 1% - 30 perc.**

Rendelési információ:

Kiszerezési egységek	Csom. egységek	Cikkszám
1,5 kg vödör	4 / karton	70000179
6 kg vödör	1 / karton	70000178



Alkalmazási terület

Minden fajta hőálló és hőérzékeny orvosi műszer általános tisztítása és fertőtlenítése. Különösen alkalmas flexibilis endoszkópokra és olyan érzékeny anyagokra, mint pl. a szilikon, polikarbonát, poliszulfon és az akrilüveg. A kézi módszerrel történő fertőtlenítő eljárás mellett a gigasept® pearls alkalmas ultrahangos kádakban való használatra is.



További információért kérje részletes termékleírásunkat!







S&M műszer- és eszközfertőtlenítő kádak

komplett áztatórendszer mindenféle műszer, eszköz szobahőmérsékleten végzett tisztításához, fertőtlenítéséhez, sterilizálásához

Termék adatok

A Schülke & Mayr cég S&M műszeráztató kádjai 3, 5, 10, 30 literes hasznos űrtartalommal, egyszerű és higiénikus munkamódot tesznek lehetővé, mindenféle eszköz, műszer fertőtlenítésénél, tisztításánál és ápolásánál. A rendszer a kórházak és a magánrendelők valamennyi területére alkalmas, mert a kádak a mindenkor követelményeknek megfelelően választhatóak ki.

- A szűrőbetétet a kádteknő peremére helyezve az eszközöket szárazon kiemelhetjük.
- A 30 literes fertőtlenítőkád kifolyócsappal rendelkezik, tartalmának könnyebb kiürítése céljából.
- A 3 literes kád fedelén egy külön zárható adagolónyílás található, melyen keresztül a kisméretű műszereket kényelmesen helyezhetjük a munkafelületre.
- A 3, 5 és 10 literes szűrőbetétek a változó munkafeltételekhez igazodva a nagyobb űrtartalmú kádakba különböző felosztásban is behelyezhetők.
- Hőálló + 55°C-ig.

Kiszerezési egységek	Cikkszám
	3 literes komplett kád belső méretek: 250 x 150 x 120 mm külső méretek: 300 x 185 x 125 mm
	fehér tetővel 144307 átlátszó tetővel 144308
	5 literes komplett kád belső méretek: 500 x 170 x 120 mm külső méretek: 550 x 205 x 135 mm
	fehér tetővel 144407 átlátszó tetővel 144408
	10 literes komplett kád belső méretek: 340 x 260 x 170 mm külső méretek: 400 x 300 x 180 mm
	fehér tetővel 144507 átlátszó tetővel 144508
	30 literes komplett kád belső méretek: 560 x 370 x 225 mm külső méretek: 620 x 405 x 240 mm
	fehér tetővel 144609 átlátszó tetővel 144610

HIGIÉNYIA A FOGÁSZATBAN

1. Fúrófejek és precíziós eszközök tisztítása és fertőtlenítése
2. Fogászati szívórendszer és lefolyórendszer speciális tisztítása, fertőtlenítése
3. Fogászati lenyomatok fertőtlenítése

schülke 



FÚRÓFEJEK ÉS PRECÍZIÓS ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE



rotasept®

felhasználásra kész oldat forgó műszerek
tisztítására és fertőtlenítésére

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt

- széleskörű hatékonyság
- kiválóan alkalmas ultrahangos tisztítókádban történő alkalmazásra
- aldehidmentes
- felhasználásra kész

Alkalmazási terület

Fúrófejek, marók, gyémántcsiszolók és más forgó precíziós műszerek tisztítására és fertőtlenítésére.

Kiváló anyagkompatibilitásának és átfogó hatékonyságának köszönhetően a rotasept® minden fontos terméktulajdonságot biztosít a forgó precíziós műszerek tisztításához és fertőtlenítéséhez.

Ultrahangos tisztítókád:

rotasept® kiválóan alkalmas ultrahangos tisztítókádban történő alkalmazásra.

Alkalmazás után leöblítendő!

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
rotasept® 2 literes flakon	5 / karton	104743



Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a
használati útmutatót!

FOGÁSZATI SZÍVÓRENDSZER ÉS LEFOLYÓRENDSZER SPECIÁLIS TISZTÍTÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE



CE0297 orvostechikai
eszköz

aspirmatic®

fogászati kezelőegységek és amalgám szeparátorok
napi tisztítására, fertőtlenítésére és szagtalanítására

aspirmatic® cleaner

fogászati szívókészülékek, szájöblítő medencék
és lefolyóvezetékek speciális tisztítására, heti
rendszerességgel

Amit nyújt

- hatékonyságát széleskörű gyakorlati tesztek igazolják
- bármilyen típusú integrált amalgámleválasztó berendezéshez (pl. Dürr, Metasys) és fogászati kezelőegységhez (pl. Sirona, KaVo, Castellini, stb.) használható
- Habzásmentes
- Friss illatú
- Aldehydmentes
- Egyszerű, gazdaságos és biztonságos használat

Alkalmazási terület

- aspirmatic®:** fogászati kezelőegységek és amalgám szeparátorok napi tisztítása, fertőtlenítése és szagtalanítása
- aspirmatic cleaner®:** fogászati szívókészülékek, szájöblítő medencék és lefolyóvezetékek heti speciális tisztításának a segítése
- Mindkét termék használata után alapos öblítés szükséges.

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
aspirmatic® 2 literes flakon	5 / karton	150113
aspirmatic® cleaner 2 literes flakon	5 / karton	150313

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Tartozékok	Cikkszám
aspirmatic® system (kancsó)	183701



Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



CE0297 orvostechikai eszköz

dentavon®

aktív oxigén alapú aldehidmentes
fertőtlenítőszer fogászati lenyomatok
fertőtlenítésére

Amit nyújt

- baktericid, levurocid és virucid hatásspektrum
- 15 perc - 2%

Alkalmazási terület

Szilikonból és poliéterből készült fogászati lenyomatok fertőtlenítése.

Adagolás és felhasználás

Öblítse le a lenyomatokat folyó víz alatt. Oldjon fel 2 liter vízben a mérőkanál 2. mérési szintjéig adagolt granulátumot (= 2 % munkaoldat). Helyezze a lenyomatot a munkaoldatba, hagyja hatni a teljes behatási ideig, majd öblítse le a darabokat ismételen folyó víz alatt.



- baktericid
- yeasticid
- virucid
- 2% koncentráció – 15 perc behatási idő mellett

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
dentavon® doboz (900 g)	4 / karton	125203

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
műszer- és eszközfertőtlenítő kádák: 3 L, 5 L, 10 L, 30 L	



További információért kérje részletes termékleírásunkat!



SZÁJÁPOLÁS



schülke -†





octenident® szájöblítő

higiénés szájöblítő oldat

Amit nyújt

- gátolja a szájszagért felelős kórokozókat
- tiszta, friss érzetet biztosít
- nem színezi el a fogakat
- klórhexidin-mentes

Alkalmazás módja

Naponta 2-3 alkalommal öblögesse a szájüreget körülbelül 30 másodpercig. Ne nyelje le! Ehet és ihat közvetlenül az alkalmazást követően. Ne használja csecsemőknél és kisgyermekknél!

Alkalmazási terület
















- azon betegeknél, akik korlátozottan képesek a szájhigiénia fenntartására
- szájszag megelőzésére és elkerülésére
- a szájüregben lévő szagtermelő baktériumok csökkentésére

Kozmetikai termék.

Rendelési információ:

Termék	Csom. egységek	Cikkszám
octenident® 250 ml flakon	1 db	70002740



	Mit?	Mikor?	Hogyan?	Mivel?	Koncentráció / Behatási idő?
	Kéztisztítás	Munkakezdekor, beavatkozások előtt, műtétek előtt és után.	Adagoló segítségével tegyünk a kézre 3 ml koncentrátumot. Végezzük el a kézmosást. Kézmosás után alaposan öblítsük le, majd használjunk egyszer használatos papírtörölközőt. Műtéti bemosakodás előtt min. 3 percig mossuk a kezét és az alkart.	S&M® wash lotion sensiva® wash lotion esemtan® wash lotion	Kézmosás: 2-3 ml Fürdetés: 20 - 30 ml
	Higiénés kézmosás	Munkakezdekor, beavatkozások előtt és után.	Adagoljon 5 ml koncentrátumot a benedvesített kézre és habot képezve dörzsölje 30 mp-ig, majd alaposan öblítse le és törölje szárazra a kezét. Burkos vírusok elleni hatáshoz a kézmosás 60 mp.	primasept® wash lotion	5 ml - 30 mp szelektív virucid hatáshoz: 5 ml - 60 mp
	Higiénés kézfertőtlenítés	Munkakezdekor előtt, betegekkel és testvadászokkal való érintkezés, valamint vizsgálatok előtt és után, műtétek után.	Min. 3 ml koncentrátumot a száraz kézre teszünk és a bőrbe dörzsöljük, 30 mp-en keresztül, míg a kéz száraz nem lesz.	desderman® pure desderman® pure gel desmanol® pure	3 ml - 30 mp
	Sebészeti kézfertőtlenítés (bemosakodás)	Műtétek előtt.	5 ml készítményt alaposan eldörzsölünk a kézen és alkaron 1 percig. A műveletet még 4x megismételjük. Amennyiben kéztisztítást követően alkalmazzuk, száraz kézen 5 ml készítményt alaposan eldörzsölünk a kézen és az alkaron 1,5 percig, majd a műveletet még egyszer megismételjük.	desderman® pure desderman® pure gel	5 x 5 ml - 5 x 1 perc/ 2 x 5 ml - 2 x 1,5 perc (száraz kéz esetén)
	Kéz- és bőrápolás	Szükség esetén naponta többször.	Munkavégzés végeztével, a bőr regenerálása érdekében.	esemtan® skin lotion	Igény szerint
	Szájöblítés, szájfertőtlenítés	Fogmosáskor, valamint fogászati kezelése előtt, alatt és után. Szájsebészeti beavatkozások előtt.	octenident®: naponta 2-3x 30 mp-ig öblítünk. Fogászati kezelés alatt teljes szájüreg kezelésére: 20 ml octenisept® külsőleges oldattal 20 mp-ig öblítünk.	octenident® octenisept® külsőleges oldat	Hígítatlanul: napi 2-3x 30 mp Hígítatlanul: 20 ml 20 mp
	Fogászati eszközök, műszerek tisztítása és fertőtlenítése	Használat után. Fém, műanyag, üveg, gumi, porcelán műszerek tisztítására és fertőtlenítésére.	Fertőtlenítő kádban a megadott koncentráció és behatási idő betartásával. Az elkészített munkaoldat 7 napig használható akkor, ha a fertőtlenítésre szánt eszközöket előzetesen megtisztították.	gigasept® instru AF	1,5% - 60 perc, 2% - 30 perc, 3% - 15 perc, Ulthangos tisztítókádban 3% - 5 perc.
	Fogászati fúrófejek fertőtlenítése	Használat után.	Fertőtlenítőkádban vagy ultrahangos tisztítókádban hígítatlanul. Az eszközöket ne öblítsük le vízzel, hanem hagyjuk megszáradni.	rotasept®	Hígítás nélkül - 15 perc
	Kézidarabok (fúrótokmányok)	Minden használat után.	Permetezéssel, letörléssel.	mikrozid® AF liquid mikrozid® AF wipes / Jumbo wipes ----- mikrozid® sensitive liquid mikrozid® sensitive wipes	Hígítatlanul: 1-5 perc
	Szívókészülékek, köpöcsésze, nyálszívó fertőtlenítése, tisztítása	Fertőtlenítés napi 1-2 alkalommal, napközben és napvégén. Tisztítás heti 1-2 alkalommal, illetve szükség szerint.	Az elkészített munkaoldatot szívassuk fel a szívóberendezéssel, várjuk meg a behatási időt, majd ürítsük le a rendszert, végül öblítsük át a rendszert vízzel.	aspirmatic® (fertőtlenítő) aspirmatic® cleaner (tisztító)	2% - 30perc 5% - max. 2 óra
	Fogászati kezelőegység	Minden kezelés után. (Minden felület fertőtlenítése, mellyel a beteg érintkezhetett.)	Permetezéssel, letörléssel.	mikrozid® AF liquid mikrozid® AF wipes / Jumbo wipes ----- mikrozid® sensitive liquid mikrozid® sensitive wipes	Hígítatlanul: 1-5 perc
	Foglenyomat	Fogászati lenyomat levétele után, visszahelyezés, próbák előtt.	Fertőtlenítő kádban a megadott koncentráció és behatási idő betartásával.	dentavon®	2% - 15 perc
	Vízzel mosható felületek fertőtlenítése	Minden vízzel mosható felület, berendezési tárgy tisztítására és fertőtlenítésére.	Letörléssel, felmosással. A megadott koncentráció és behatási idő betartásával.	terralin® protect	2 % - 15 perc 0,5 % - 60 perc TBC 0,5% - 2 óra 0,25 % - 4 óra
	Tárgyak, felületek, berendezések, készülékek (pl.: röntgen, video) gyors fertőtlenítése	Gyors behatási időt kívánó és nehezen hozzáférhető helyek fertőtlenítésekor. Használat előtt és után.	Permetezéssel, letörléssel.	mikrozid® AF liquid mikrozid® AF wipes / Jumbo wipes ----- mikrozid® sensitive liquid mikrozid® sensitive wipes	Hígítatlanul: 5 perc
	Egyéb felületek fertőtlenítése (pl.: kilincsek, ajtók, telefonok, lámpák)	Szükség esetén naponta többször.	Permetezéssel, letörléssel.	mikrozid® AF liquid mikrozid® AF wipes / Jumbo wipes ----- mikrozid® sensitive liquid mikrozid® sensitive wipes	Hígítatlanul: 5 perc

	0,25%	0,5%	0,75%	1,0%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%	10,0%
1 Liter	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml	100 ml
2 Liter	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml	200 ml
3 Liter	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml	300 ml
4 Liter	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml	400 ml
5 Liter	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	500 ml
6 Liter	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml	360 ml	600 ml
7 Liter	17,5 ml	35 ml	52,5 ml	70 ml	140 ml	210 ml	280 ml	350 ml	420 ml	700 ml
8 Liter	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml	480 ml	800 ml
9 Liter	22,5 ml	45 ml	67,5 ml	90 ml	180 ml	270 ml	360 ml	450 ml	540 ml	900 ml
10 Liter	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml	1,0 L
15 Liter	37,5 ml	75 ml	112,5 ml	150 ml	300 ml	450 ml	600 ml	750 ml	900 ml	1,5 L
20 Liter	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1,0 L	1,2 L	2,0 L
25 Liter	62,5 ml	125 ml	187,5 ml	250 ml	500 ml	750 ml	1,0 L	1,25 L	1,5 L	2,5 L
30 Liter	75 ml	150 ml	225 ml	300 ml	600 ml	900 ml	1,2 L	1,5 L	1,8 L	3,0 L
40 Liter	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	800 ml	1,2 L	1,6 L	2,0 L	2,4 L	4,0 L
50 Liter	125 ml	250 ml	375 ml	500 ml	1,0 L	1,5 L	2,0 L	2,5 L	3,0 L	5,0 L
100 Liter	250 ml	500 ml	750 ml	1,0 L	2,0 L	3,0 L	4,0 L	4,0 L	6,0 L	10,0 L



ADAGOLÓK

1. Karos adagolók
2. Érintésmentes adagolók



Steripower®



SM 2 universal faliadagoló

folyékony szappanok, műtéti bemosakodó szerek, valamint bőrápoló szerek pontos és gyors adagolásához

Amit nyújt

- Univerzális befogadó képesség: 450ml-es, 500ml-es, 1000ml-es flakon;
- Mind eurokonform, mind Schülke&Mayr flakonok befogadására alkalmas;
- Egyszerűen állítható adagolás (1-3ml-ig);
- Tartós és korróziómentes műanyag szerkezet, formatervezett kivitel;
- Könnyen kivehető pumpaszerkezet, amely a különböző konzisztenciájú, viszkozitású készítményeket is utáncsöpögés nélkül adagolja;
- A kiürült flakonok egy mozdulattal cserélhetőek.

Alkalmazási terület

Az SM 2 Universal faliadagoló alkalmas folyékony szappanok, műtéti bemosakodó szerek, valamint bőrápoló szerek pontos és gyors adagolásához.

Termék adatok:

Cikkszám	668500
Adagoló szerkezet színe	fehér
Adagoló szerkezet anyaga	ABS műanyag
Behelyezhető flakonok úrtartalma	450 ml, 500 ml, 1000 ml
Adagolási mennyiségek	1-3 ml

Tartozékok:

Termék	Cikkszám
adagoló pumpa	668540
fali panel	668502





RX 5-T érintésmentes adagoló

A mobil, flexibilis adagolási megoldás lehetőséget biztosít a kézhygiénés szabályok betartásának javítására.

A termék jellemzői

- 500 ml-Euroflakon kompatibilis
- ABS műanyag ház
- Kézfertőtlenítő gél adagolására is
- Optimalizált méret
- Álló vagy falra szerelhető kivitel
- 4 C cellás elemmel működik
- 1,5 ml-es adagolás

A termék tartozékai



Zárható fal konzol




Csepptálca

Rendelési információ:

Termék	Cikkszám
RX-5 T érintésmentes adagoló	4401528
RX-5 T rozsdamentes állóállvány	1422671

Állvány külön rendelhető!





Steripower

A Steripower az első érintésmentes kézfertőtlenítő készülék, amely forgalomba került. A készülék használata segít a kézátvitel útján történő fertőzések megállításában.



FOGÁSZATOKNAK



EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK



OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK



ÉTTERMEKNEK



IRODÁKNAK



Steripower (cikkszám 10041)

Érintésmentes kézfertőtlenítő egység

Hálózati vagy újratölthető lítium ionos akkumulátoros kivitel

- Flexibilis pozicionálás az újratölthető elemeknek köszönhetően.
- A készenléti idő a használat mértékétől függ.
- Optikai jelzés, mielőtt kezdene lemerülni
- Akkumulátor külső töltéséhez alkalmas készlet opcionálisan elérhető (pót akku, töltő, kábel)

Érzékelő

- A szenzor egy beállított mennyiséget adagol

Széles nyílás

- Mindkét kéz egyidejű érintésmentes fertőtlenítése
- A többlet folyadék nem károsítja a padlót vagy a munkafelületet

Opcionális: Számláló

- Digitális számláló az adagolás és a mennyiség ellenőrzése céljából

Nem igényel karbantartást

Falra szerelhető kivitel

Jelzés

- Összeköthető ajtónyitási funkcióval

Adagolás

- Felhasználás specifikus adagolási lehetőség
- Állíthatóság 10 fokozatban, 0,5 ml-től 5ml -ig

Kompatibilitás

- EU-konform (450 ml, 500 ml és 1 literes flakonok) flakonokkal kompatibilitás berendezés
- Átlátszó borítás
- Fertőtlenítőszer nevének és lejárati idejének láthatósága

Permetezés

- Mindkét kezet egyenlő mértékben befedi fertőtlenítő szerrel

Csepegtető tálca

- Nedvszívó párnával (egy szett alap tartozékként minden készülékhez)
- A felesleges folyadékot magába zárja

DIN szabványú töltési csatlakozó

- Csatlakozás a zárt hálózati töltővel

Opcionális **Új**
●●●●●
LED-Világítás

Méret

magasság: 505 mm
szélesség: 290 mm
mélység: 200 mm

Padozatra állítható rozsdamentes vagy vele egyenértékű fertőtleníthető állvány

 Steripower®



Steripower

Porlasztásos technológiájának köszönhetően egységesen juttatja a fertőtlenítő anyagot a használó kezére.

Amit nyújt

- Széles nyílás, melybe a két kéz egyszerre behelyezhető.
- A szenzoros érzékelő azonnal érzékeli a kezét.
- Többféle állvánnyal rendelhető (eltérő színekben, kialakításban fali vagy álló kivitel, anyagválasztási lehetőség - rozsdamentes acél, fa, akril).
- Beállíthatja, hogy a készülék milyen mennyiséget adagoljon (0,5ml-től 5 ml-ig)
- Könnyedén kicserélheti a fertőtlenítőfolyadékot.
- Akkumulátorral és hálózati áramforrással is üzembe helyezhető.

Rendelési információ:

Termék	Cikkszám
Külső töltési lehetőséggel	10041
Külső töltési lehetőség nélkül	10046
Állandó áramellátással	10047
Rozsdamentes acél lábakkal	80111

Egyedi megjelenés



STERIL CSOMAGOLÓ- ANYAGOK

Steril csomagolóanyagok és termékek (steril barrier) kórházak, fogászatok & mosodák számára

 **WIPAK**



Átlátszó zacskók & tekercsek

S – Lapos zacskók

Egyedi eszközök, kis szettek és egyéb termékek csomagolására.*

Cikkszám	2P	3P	Méret (mm)	Db/doboz
S 1	•	•	50 x 250	2.400
S 24	•	•	75 x 150	2.400
S 2	•	•	75 x 200	2.400
S 4	•	•	75 x 270	3.600
S 18	•	•	75 x 300	4.200
S 3	•	•	100 x 200	1.800
S 5	•	•	100 x 270	3.000
S 8	•	•	100 x 300	1.200
S 9	•	•	100 x 400	1.200
S 15	•	•	150 x 200	1.200
S 6	•	•	150 x 270	1.800
S 20	•	•	150 x 300	1.800
S 26	•	•	150 x 350	1.800
S 13	•	•	150 x 400	1.200
S 7	•	•	205 x 270	600
S 10	•	•	205 x 400	600
S 16	•	•	250 x 380	1.200
S 11	•	•	250 x 500	600
S 30	•	•	270 x 440	600
S 21	•	•	300 x 500	600
S 14	•	•	300 x 570	600
S 32	•	•	420 x 600	500

B – Redős zacskók

Nagyobb terjedelmű eszközökhöz.*

Cikkszám	2P	Méret (mm)	Db/doboz
B 35	•	100 x 50 x 300	500
B 30	•	100 x 50 x 360	500
B 31	•	150 x 50 x 400	500
B 32	•	150 x 50 x 460	500
B 36	•	200 x 55 x 400	250
B 33	•	200 x 55 x 500	250
B 37	•	250 x 65 x 480	250
B 34	•	300 x 80 x 550	250
B 38	•	420 x 100 x 570	250


R – Lapos tekercsek *

Cikkszám	2P	3P	Méret (mm)	Db/doboz
R 39	•	•	50 : 200 m	5
R 40	•	•	75 : 200 m	4
R 41	•	•	100 : 200 m	3
R 42	•	•	150 : 200 m	2
R 43	•	•	200 : 200 m	1
R 44	•	•	250 : 200 m	1
R 45	•	•	300 : 200 m	1
R 46	•	•	350 : 200 m	1
R 47	•	•	400 : 200 m	1

RB – Redős tekercsek *

Cikkszám	2P	3P	Méret (mm)	Db/doboz
RB 50	•	•	75 x 25 : 100 m	4
RB 51	•	•	100 x 50 : 100 m	3
RB 52	•	•	150 x 50 : 100 m	2
RB 53	•	•	200 x 55 : 100 m	1
RB 54	•	•	250 x 65 : 100 m	1
RB 55	•	•	300 x 80 : 100 m	1
RB 56	•	•	350 x 80 : 100 m	1
RB 57	•	•	400 x 80 : 100 m	1

*2P = gőz és EO gáz, 3P = gőz, EO és FO



STERIKING®

SS – Standard öntapadós zacskók

Ragasztócsíkkal. Csak 2P = gőz és EO gáz.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SS 10	60 x 250	1000
SS 1	90 x 200	1000
SS 2	90 x 250	1000
SS 3	90 x 570	1000
SS 4	130 x 270	1000
SS 5	200 x 350	1200
SS 6	250 x 400	600
SS 7	300 x 450	600

SST – Speciális öntapadós zacskók

Egy behelyezett indikátorral.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SST 1	90 x 200	1000
SST 2	90 x 250	1000
SST 4	130 x 270	1000
SST 6	250 x 400	600
SST 7	300 x 450	600

SNW – TEX-Line zacskók

Nyitható zacskó nem szőtt és fólia párosításával, nehéz és nagy terjedelmű eszközökhöz. 3P = gőz, EO és FO.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SNW 2040	205 x 400	500
SNW 2744	270 x 440	500
SNW 3250	320 x 500	500
SNW 4260	420 x 600	300
SNW 5065	500 x 650	200
SNW 5075	500 x 750	200
SNW 5775	570 x 750	200

CB – Védőzacskók

Sterilizálás utáni használatra (vagy gammasterilizálásra).

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
CB 1	150 x 270	1000
CB 2	205 x 300	1000
CB 3	250 x 400	1000
CB 4	300 x 500	500
CB 5	400 x 550	500
CB 6	420 x 700	500
CB 7	500 x 800	300

SSDC – Öntapadós védőzacskók

Ragasztócsíkkal.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SSDC 10	150 x 270	500
SSDC 20	200 x 350	500
SSDC 30	250 x 400	500
SSDC 40	300 x 550	200
SSDC 60	420 x 700	200

LTS – Lapos Tyvek® zacskók

DuPont™ Tyvek® alkalmazásával alacsony hőmérsékletű sterilizáláshoz. Hidrogén plazma eljárásjelző indikátorral ellátva.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
LTS 7520	75 x 200	1000
LTS 1025	100 x 250	1000
LTS 1530	150 x 300	1000
LTS 1644	160 x 440	600
LTS 1660	160 x 600	600
LTS 2038	205 x 380	1200
LTS 2538	250 x 380	600
LTS 2550	250 x 500	600

LTSS – Öntapadós Tyvek® zacskók

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
LTSS 1	90 x 200	1000
LTSS 2	90 x 250	1000
LTSS 4	130 x 270	1000
LTSS 4 A	130 x 380	1000
LTSS 5 A	190 x 330	1000
LTSS 6	250 x 400	600
LTSS 7	300 x 450	600

LTR – Lapos Tyvek® tekercsek

Cikkszám	Méret (mm x m)	Db/doboz
LTR 40	75 x 100	1
LTR 41	100 x 100	1
LTR 42	150 x 100	1
LTR 43	200 x 100	1
LTR 43 A	225 x 100	1
LTR 44	250 x 100	1
LTR 45	300 x 100	1
LTR 46	350 x 100	1
LTR 47	400 x 100	1
LTR 49	500 x 100	1



Csomagolóívek: Papír & Nonwoven

SMX – Nagy teljesítményű ívek

SMX-1 Kék light

Kis- és közepméretű tálcákhoz és szettekhez.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SMX 1060	600 x 600	480
SMX 1075	750 x 750	200
SMX 1090	900 x 900	160
SMX 1100	1000 x 1000	160
SMX 1120	1200 x 1200	120

SMX-2 Kék regular

Közép- és nagyméretű tálcákhoz és szettekhez és dobozok, konténerek belső bélelésére.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SMX 2060	600 x 600	480
SMX 2075	750 x 750	200
SMX 2090	900 x 900	120
SMX 2100	1000 x 1000	120
SMX 2120	1200 x 1200	120

SMX-2+ Zöld regular

Optimális választás belső béleléshez, közép- és nagyméretű tálcákhoz.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SMX 2+060	600 x 600	480
SMX 2+075	750 x 750	200
SMX 2+090	900 x 900	120
SMX 2+100	1000 x 1000	120
SMX 2+120	1200 x 1200	120

SMX-3 Kék heavy duty

Erősebb szerkezet a még nagyobb igénybevételhez.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SMX 3075	750 x 750	120
SMX 3090	900 x 900	120
SMX 3100	1000 x 1000	120
SMX 3120	1200 x 1200	104

SMX-4 Kék super duty

Különösen nagy vastagságú anyag ortopédiai és egyéb igen nehéz tálcákhoz.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SMX 4060	600 x 600	160
SMX 4075	750 x 750	120
SMX 4090	900 x 900	104
SMX 4100	1000 x 1000	104
SMX 4120	1200 x 1200	80

NWB – Nonwoven Soft Kék

Általános használatra, mosodai és eszközzettekhez.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
NWB 50	500 x 500	500
NWB 60	600 x 600	500
NWB 75	750 x 750	250
NWB 90	900 x 900	250
NWB 100	1000 x 1000	250
NWB 120	1200 x 1200	100
NWB 137	1370 x 1370	100

NWG – nem szőtt Super Soft Zöld

Különlegesen lágy és erős anyag a nagyobb igénybevételhez.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
NWG 50	500 x 500	400
NWG 60	600 x 600	400
NWG 75	750 x 750	200
NWG 90	900 x 900	150
NWG 100	1000 x 1000	150
NWG 120	1200 x 1200	100
NWG 137	1370 x 1370	100
NWG 130 / 150	1370 x 1500	100

Kapható kombinálva az SMX-ívcsaláddal.

NWGL	Nonwoven Zöld Light
------	---------------------



Csomagolóívek: Papír & Nonwoven

SPC – SPC-Sterilizációs krepp-papír

Speciális krepp-papír megnövelt rugalmassággal.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SPC 40	400 x 400	500
SPC 50	500 x 500	500
SPC 60	600 x 600	500
SPC 75	750 x 750	250
SPC 90	900 x 900	250
SPC 100	1000 x 1000	250
SPC 120	1200 x 1200	100
SPC 100/140	1000 x 1400	100

SCB – Supercrepe Kék

Soft krepp- megnövelt hajtogathatósággal.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
SCB 50	500 x 500	500
SCB 60	600 x 600	500
SCB 75	750 x 750	250
SCB 90	900 x 900	250
SCB 100	1000 x 1000	250
SCB 120	1200 x 1200	100

Nedvszívó tálcabélelők

Tálcákba helyezhető nedvszívó lapok a lecsapódó kondenzáció felszívására.

TL-Standard	Méret (mm)	Db/doboz
TL 25	250 x 300	1000
TL 40	400 x 500	500
TL 50	500 x 300	500
TLWE-Tálcabélelők szélekkel		
TLWE 2525	250 x 250	500
TLWE 4825	480 x 250	500
TLWE 5030	500 x 300	500
TLNW-Tálcabélelők nonwovenből		
TLNW 1525	150 x 250	3200
TLNW 3025	300 x 250	1200
TLNW 3040	300 x 400	1200
TLNW 3050	300 x 500	600



Kémiai indikátorok & ragasztószalagok

Indikátorcsíkok

AC = gőz, EO-gáz, FO-gáz és

PL = alacsony hőmérsékletű plazma.

ÚJ!

Cikkszám	Csík/szalagtartó	Db/doboz
AC 6	250	
AC 250/500	250	1000
EO 250	250	1000
PL 500		50

Napi tesztlap

Bowie & Dick teszt részére textilcsomagba.

Cikkszám	Db/doboz
DT 50	50

Napi tesztcsomag

Kész tesztcsomag Bowie & Dick teszthez.

Cikkszám	Db/doboz
DCG 2	20
DC 20	20

Helix teszt

Egy rakományban a gőz áthatolásának ellenőrzésére igen szűk átmérőjű eszközökhöz.

Cikkszám	Csík/szalagtartó	Db/doboz
HX 100	100	25
HX 400	400	25

Ragasztószalagok

Indikátor ragasztószalagok, S = gőz, E = EO-gáz és

H = hőlég indikátor

Cikkszám	Szélesség/hossz	Db/doboz
ITS 12 G	12 mm x 50 m	72
ITS 19 G	19 mm x 50 m	48
ITS 25 G	25 mm x 50 m	36
JTB 19 S G (B = kék)	19 mm x 50 m	48
JTB 25 S G (B = kék)	25 mm x 50 m	36
ITE 19	19 mm x 50 m	48
ITH 19	19 mm x 50 m	48

Semleges ragasztószalagok nyomtatás nélkül.

Cikkszám	Szélesség/hossz	Db/doboz
ITN 19	19 mm x 50 m	48
ITN 25	25 mm x 50 m	36

Plazma indikátor-ragasztócsík DuPont™ Tyvek®-ből

Cikkszám	Szélesség/hossz	Db/doboz
ITP 20	20 mm x 150 m	200

Ragasztószalag-adagoló egy tekercshez

Cikkszám	Db/doboz
TDS 25	1



Hegesztőgépek

ÚJ! Modell: RS 120 A Hegesztőgép

Modell: RS 300 A Programozható hegesztőgép nyomtatóval

Modell: IS-250 Impulzushegesztő tartóval és vágóval

Tartó-vágó állvány 3 különböző szélességben

CD 600, CD 900, CD 1200

Hegesztési varratellenőrző lap

A hegesztési varrat ellenőrzésére.

ÚJ!	Cikkszám	Csik/szalagtartó	Db/doboz
ÚJ!	SC 250 (papír)	250	1000
	TSC 200 (Tyvek)	200	800

Nem toxikus jelölő tollak

Víz- és hőálló tollak. 10 db/doboz.

Cikkszám	Szín	Méret (mm)	Db/doboz
MAR 1	■	0.75	100
MAR 1T	■	1.00	100
MAR 2	■	0.75	100
MAR 3	■	0.75	100
MAR 4	■	0.75	100

PB – Redős papírcsckók

Hegeszthető papírcsckók gözindikátorral.

Cikkszám	Méret (mm)	Db/doboz
PB 1	90 x 50 x 125	1000
PB 2	110 x 30 x 190	1000
PB 3	125 x 50 x 250	1000
PB 4	140 x 75 x 250	500
PB 5	140 x 50 x 330	500
PB 6	165 x 50 x 380	500
PB 7	180 x 95 x 380	500
PB 8	190 x 65 x 330	500
PB 9	250 x 100 x 380	500
PB 10	300 x 75 x 530	250
PB 12	380 x 610 x 125	250

HR – Hőlégtkercek

Poliamid tömlők hőlégtsterilizáláshoz.

Cikkszám	Szélesség/hossz	Db/doboz
HR 39	50 mm x 200 m	5
HR 40	75 mm x 200 m	4
HR 41	100 mm x 200 m	3
HR 42	150 mm x 200 m	2
HR 43	200 mm x 200 m	1
HR 44	250 mm x 200 m	1

STERIKING®


Wipak Oy
P.O. Boks 45
Wipaktie 2
FI-15561 Nastola, Finland
Tel: +358-20510 311
Fax: +358-20510 3333
www.wipak.com
www.steriking.info
e-mail: info.hungary@wipak.com

HCP PRODUCT BROCHURE HU
12/13 WIPAK (el) Advertising
Agency Ilme Printed Hungary



WIPAK

HIGIÉNIAI ESZKÖZÖK





SPECTRA ANTIMAGNETIC


Speciális, nagy teljesítményű nem mágneses nyitott UVC csíraölő készülék. Mágneses rezonancia terek fertőtlenítésére tervezett és gyártott berendezés. A fejlesztés a SIEMENS vállalat együttműködésével ment véghez.

Termékleírás

- Vezérlés típusa: Intelligens távirányítóval történik, amely időzítés és módváltás lehetőségével van ellátva.
- Biztonság: 4x biztonsági érzékelő a 360°-os mozgásérzékeléshez (mozgásérzékelés esetén a készülék 2 percig deaktiválja a csöveket)
- UV-sugárzás: 253,7 nM Sugárzási szög: 360°
- UVC lámpák: 8db - 145W, gyártó PHILIPS
- Súly: 30 kg
- Méretei: A készülék magassága 165 cm, alvázátmérő 50 cm + ALU hordozó fogantyú.
- Akusztikus és optikai jelzés: a folyamatban lévő fertőtlenítésről Biztonsági sziréna zaj: 98dB / sziréna deaktiválási lehetőség
- Kivehető tápkábel IP: 20
- Beépített digitális üzemóra számláló az UVC csövek élettartama mérésére. Alkalmas maximum 100 m²-es területen.

Technikai specifikációk


- UVC eszköz összteljesítménye: 1160W
- Hálózati feszültség: 230V / 50Hz
- A készülék ferromágneses elemek nélkül van kifejlesztve a mágneses rezonancia helyiségek fertőtlenítésére.
- Kivitelezés: alumínium, műanyag
- A készülék elektronikája: fém alkatrészek nélküli kivitelezésű, amely az ALU fedélben van tárolva.
- Fénycsövek alapja: kerámia
- A készülék mágneses rezonancia ellenállása: 3 TESLA



UVC SPECTRA model 110 W és 220 W

A zárt csíraölő készülék olyan eszköz, amelyet a belső tér levegőjének fertőtlenítésére használnak emberek jelenlétében. A levegő fertőtlenítését UVC fénycsövek biztosítják, amelyek 253,7 nm hosszúságú ultraibolya sugárzást állítanak elő és a beépített csatornaventilátor (amely légkivezetési szabályozóval van ellátva) segítségével 360 m³ / h légkivezetést biztosít.

Színes változat Rozsdamentes acél, antracit vagy fehér



UVC SPECTRA 110

Technikai paraméterek

- Hálózati feszültség: 230 V / 50Hz
- Összteljesítmény: 110 W
- Ventilátor teljesítmény: max. 360 m³ / h
- Hangintenzitás min. / max.: 23,3 - 51,5 dB
- UVC lámpák száma: 2 db
- Fénycsövek gyártója: PHILIPS
- UV-sugárzás: 253,7 nm
- Készülék méret: 100 cm
- A berendezés tömege: 8,5 kg
- Kivitelezés: rozsdamentes acél
- Vezérlés: manuális kapcsoló

Kiegészítők

- Kerekek nélküli állvány
- Kerekekkel felszerelt állvány
- Egyszerű távirányító
- LCD távirányító
- Szerelőkészlet falra szereléshez
- Digitális üzemóra számláló



UVC SPECTRA 220

Technikai paraméterek

- Hálózati feszültség: 230 V / 50Hz
- Összteljesítmény: 220 W
- Ventilátor teljesítmény: max. 360 m³ / h
- Hangintenzitás min. / max.: 23,3 - 51,5 dB
- UVC lámpák száma: 4 db
- Fénycsövek gyártója: PHILIPS
- UV-sugárzás: 253,7 nm
- Készülék méret: 100 cm
- A berendezés tömege: 8,8 kg
- Kivitelezés: rozsdamentes acél
- Vezérlés: manuális kapcsoló

Kiegészítők

- Kerekek nélküli állvány
- Kerekekkel felszerelt állvány
- Egyszerű távirányító
- LCD távirányító
- Szerelőkészlet falra szereléshez
- Digitális üzemóra számláló



UVC SPECTRA 72/55 (kombinált készülék)



Technikai paraméterek

- Hálózati feszültség: 230 V / 50Hz
- Összteljesítmény: 72 W + 55 W
- Összteljesítmény nyitott készülék: 72 W
- Összteljesítmény zárt készülék: 55W
- Ventilátor teljesítmény: max. 180 m³ / h
- Hangintenzitás min. / max.: 12,9/38 dB
- UVC lámpák száma: 3 db
- Fénycsővek gyártója: PHILIPS
- UV-sugárzás: 253,7 nm
- Készülék méret: 100 cm
- A berendezés tömege: 7,6 kg
- Kivitelezés: rozsdamentes acél
- Vezérlés: manuális kapcsoló
- Biztonság: mozgásérzékelővel ellátott készülék, amely mozgás érzékelés esetén kikapcsol.

Kiegészítők

- Kerekek nélküli állvány
- Kerekekkel felszerelt állvány
- Egyszerű távirányító
- LCD távirányító
- Szerelőkészlet falra szereléshez
- Digitális üzemóra számlálón



FERTŐTLENÍTŐ miniBOX

Ez egy kisméretű, kompakt készülék, amelyet különféle tárgyak gyors és hatékony fertőtlenítésére használnak. A fertőtlenítést egy beépített ózongenerátor biztosítja, 20 000 mg / h teljesítmény mellett, egy kiegészítő ventilátorral. A vírusok 5 ppm érték felett halnak meg, ez az készülék 60 másodperc alatt 6000 ppm-et produkál.

Ez egy kisméretű, kompakt készülék, amelyet különféle tárgyak gyors és hatékony fertőtlenítésére használnak. A fertőtlenítést egy beépített ózongenerátor biztosítja, 20 000 mg / h teljesítmény mellett, egy kiegészítő ventilátorral. A vírusok 5 ppm érték felett halnak meg, ez az készülék 60 másodperc alatt 6000 ppm-et produkál.

A művelet nagyon egyszerű, csak nyissa ki a felső ajtót, helyezzen be egy tárgyat (pl. Légzőmaszkot) a dobozba, csukja be az ajtót és nyomja meg a start gombot. Ezt követően automatikus fertőtlenítési folyamat zajlik, amely 60 másodpercig tart. Ezután kiszellőztetheti a légzőmaszkot a maradék ózontól, és újra felhasználhatja. A készülék ideális a következő dolgok fertőtlenítéséhez: függöny, légzőmaszk, overall, dokumentumok, pénz, élelmiszer, textil és még sok más.

Technikai paraméterek

- Méretek mm-ben: 400x300x170
- Kivitelezés: műanyag
- Hálózati feszültség: 230V - 50Hz
- Vezérlés: manuális





SPECTRA hybrid

A piac legfejlettebb technológiájú berendezése, amely ötvözi a nagy teljesítményű zárt csíraölő sugárzást és az erős ózongenerátort egyben. A zárt csíraölő SPECTRA HYBRID készülék olyan eszköz, amelyet a belső tér levegőjének fertőtlenítésére használnak emberek jelenlétében és ugyanakkor bebiztosítja a teljes terület dezinfekcióját ózonnal, emberek jelenléte nélkül. A levegő fertőtlenítését UVC fénycsövek biztosítják, amelyek 253,7 nm hosszúságú ultraibolya sugárzást állítanak elő és a beépített csatornaventilátor (amely légkivezetési szabályozóval van ellátva) segítségével 360 m³ / h légkivezetést biztosít. Az ózongenerátor 20 000 mg / h-t produkál. Az UVC vagy az ózon be- és kikapcsolása automatikus a felhasználói beállítások szerint.

Technikai paraméterek

- Hálózati feszültség: 230 V / 50Hz
- Összteljesítmény: 220 W
- Ventilátor teljesítmény: max. 360 m³ / h
- Hangintenzitás min. / max.: 23/45 dB
- UVC lámpák száma: 4 db
- Fénycsövek gyártója: PHILIPS
- UV-sugárzás: 253,7 nm
- Készülék méret: 100 cm
- A berendezés tömege: 12,5 kg
- Kivitelezés: rozsdamentes acél
- Vezérlés: Intelligens távirányító
- Digitális üzemóra számláló
- Folyamatos légszabályozás

Kiegészítők

- Kerekek nélküli állvány
- Kerekekkel felszerelt állvány

Aurora kivitelezés

Az arany élek részletes és pontos feldolgozása, beleértve a fém kivitelezésű állványt is

Színes változat Rozsdamentes acél, antracit vagy fehér Auróra (fekete vagy fehér gyöngyház + arany)







5

ÉV
GARANCIA

SteriPro

UVC fertőtlenítő robot

Amit nyújt

- Elpusztítja a kórokozók 99,9999%-át
- Azonnali beilleszkedés a fertőtlenítési folyamatokba
- A helyes fertőtlenítési idő automatikus észlelése a szoba méretétől függően
- Távvezérlés tableten és okos alkalmazáson keresztül
- A legmegbízhatóbb választási lehetőség a piacon

Alkalmazási terület

- Műtők
- Betegszobák
- Öltözők, irodák

Az UVC hatékonyan elpusztítja:



MRSA



C. Difficile



E. coli



VRE

- Az ultrabolya fény a germicid hullámhosszon keresztül – kb. 254 nm-en eliminálja az organizmusokat.
- Az UVC tartomány hullámhossza különösen káros a sejtekre, mivel elnyeli a fehérjéket, az RNS-t és a DNS-eket.
- A higanygőz-lámpák energiájuk körülbelül 95%-át 253,7 nm hullámhosszon sugározzák, ami olyan közel van a DNS-abszorpciós csúcshoz, hogy nagy a csíraölő hatásuk.



Műtő



Betegszoba



Kórház bejárat



Mentőautó

STERIPRO™
UV-C DISINFECTION TECHNOLOGY

POWERED BY
PHILIPS



Fieberscan Pro

Teljesen automata & anonim láz érzékelő rendszer

Magas technológiájú hőkamerás lázmérő rendszer 2 kamerával.

Mobil termográfiai lázmérő rendszer. Tökéletes az egyszerű, érintés nélküli lázmegfigyeléshez, amikor valaki belép az iskolákba, óvodákba, egyetemekre, bevásárlóközpontokba, cégekbe, sportlétesítményekbe, busz- / vasútállomásokra, rendezvénytermekbe, műtétekre stb.

A szabadalmaztatott arcfelismeréssel ellátott rendszer nagy mennyiségű emberáramban vizsgálja az egyének hőmérsékletét, észleli az emelkedett testhőmérsékletű személyeket, és célzott kiválasztást tesz lehetővé a lakosság további védelme érdekében. A legmegbízhatóbb választási lehetőség a piacon.

Amit nyújt

- Többcélú hőmérsékletmérés 4 m távolsáig és 40 fő létszámig egyidejűleg, 0,5 ° C pontossággal! A lázriasztás határértéke beállítható.
- Amikor az automatikus „lázarizálás” bekapcsolt, a rendszer kombinált termikus és vizuális pillanatképet tárol, és a monitoron megjeleníti a portréképet és mutatja a hőmérsékletet.
- Általában minden olyan személy, akinek az arca látható a kameramezőben, rögzítésre és tárolásra kerül az archívumban az aktuálisan mért hőmérséklettel, dátummal és idővel. Az archiválás manuálisan beállítható, vagy általában kikapcsolható.
- Az összes látogatószám szintén rögzíthető.

A rendszer tartalmazza

- 1 db Dupla objektív kamera a hő + vizuális világításához
- 1 hőkamera, 256x192 IRFPA érzékelő 25hz, 56 x 42 fokos szög
- 1 kamera vizuális fényvel, érzékelő 1280x768 pixel 80 fokos szöggel
- 1 db háromlábú állvány
- 1 db Micro-computer szoftverrel – 1 pc. IR távirányító (Infravörös)
- 1 db HDMI kábel
- 1 db Monitor



A rendszer bárhol gyorsan használható, a telepítés csak néhány percet vesz igénybe, és a művelet nagyon egyszerű! A rendszert lehet véglegesen telepíteni.





iHealth PT3

Érintés nélküli hőmérő

A PT3 lázmérővel biztonságosan megmérheti bárki hőmérsékletét érintésmentesen. Kialakításának köszönhetően könnyedén használható, elég csupán egy másodpercre a homlok elé tartani és már meg is van az eredmény.

A pontos mérést segítik az eszközben található távolságot és környezeti hőmérsékletet érzékelő szenzorok, a mérés végeztével a hőmérő rezgéssel jelez, így akár alvás közben is gond nélkül megmérheti szerettei hőmérsékletét.

Használatához nyomja meg a készüléken a gombot, majd tartsa a száraz, tiszta homlok elé. A többit elvégzik a hőmérőben lévő érzékelők, melyek a testhőmérsékletet több mint 100 adatpont alapján állapítják meg.

Az eredmény pontosságáról további szenzorok gondoskodnak, melyek eliminálják a környezeti hőmérséklet torzító hatását, így a pontos mérési eredmények pillanatok alatt megjelennek a kijelzőn.

Termékleírás

- Érintés nélküli infravörös hőmérő
- Mérés egy másodperc alatt
- A mért értéket több mint 100 adatpont alapján állapítja meg
- LED kijelző
- Biztonságos és higiénikus lázméréshez
- A sikeres mérést rezgés kíséri
- Egyszerű használat – irányítsa a homlokra és nyomja meg a gombot
- Ideális kisgyermekes esetében
- A mérés elvégzése legfeljebb 3 cm távolságból lehetséges



Technikai specifikációk

- Modell: PT3
- Méretek: 137 x 34 x 39 mm
- LED kijelző
- Számok mérete a kijelzőn: 26 x 19 mm
- Súly: 90 g (elemmel)
- Áramellátás: 2x 1.5V AAA
- Méri a testhőmérsékletet, 3cm távolságból
- Mértékegységek: °C / °F
- Mérési pontosság:
- - ± 0.2 °C, 35.0 - 42.0 °C között
- - ± 0,5 °C egyéb esetekben
- Mérési tartomány: 32 – 42.9 °C
- Hőmérséklet kijelzése: 0,1 fokos léptékben



Az iHealth az okos orvostechonikai eszközök élenjáró fejlesztője. Minden iHealth eszköz orvostechonikai eszközök tanúsítványával rendelkezik.





AUTOKLÁVOK



MIDMARK SPEEDY B6 AUTOKLÁV – 6 literes

- B osztályú autokláv
- 6 literes kapacitás
- Adatok nyomon követhetősége
- Integrált nyomtató



MIDMARK B23 AUTOKLÁV – 23 literes

- Automatikus ajtózáras
- Adatok nyomon követhetősége, integrált nyomtató
- A sterilizációs ciklus automatikus nyomtatása
- Bowie és Dick, Helix és Vacuum teszt ciklusok
- Előre beprogramozott sterilizációs ciklus
- A víz feltöltése / ürítése automatikus szivattyúval történik
- Demineralizátor vagy ozmózis egység lehetséges csatlakoztatása
- Megfordítható tálca tartó

MIDMARK B18 AUTOKLÁV – 18 literes

- Automatikus ajtózáras
- Adatok nyomon követhetősége, integrált nyomtató
- A sterilizációs ciklus automatikus nyomtatása
- Bowie és Dick, Helix és Vacuum ciklusok
- Előre beprogramozott sterilizációs ciklus
- A víz feltöltése / ürítése automatikus szivattyúval történik
- Demineralizátor vagy ozmózis egység csatlakoztatása
- Megfordítható tálca tartó



MIDMARK B60 AUTOKLÁV – 60 literes

- Meglehetősen nagy teherbírással rendelkező autokláv (60 liter)
- Beépített nyomtató és USB port
- B és S típusú vákuum
- A ciklusok széles skálája: 121 ° C és 134 ° C
- Csak 3,5l vízfogyasztás ciklusonként
- Integrált reverz ozmózis rendszer
- 4 tálccával és tartozékokkal
- 220 V-os tápegység



HYDRIADE FAST

A Hydiade Fast az első automatikus elősterilizáló rendszer.

A Hydiade Fast 4 az 1-ben:

- Fertőtlenít
- Ultrahangos mosást biztosít
- Öblít
- Szárít



ULTRAHANGOS MOSÓK



QUICKLEAN ultrahangos mosó

QuickClean ultrahangos tartályokat úgy optimalizálták, hogy hatékony és biztonságos tisztítást biztosítsanak a kezelő számára.

Ezt egy beépített termostatikus vezérlésű fűtés teszi lehetővé, amely minimalizálja az indítási időt. A „frekvenciaugrás” technológia lehetővé teszi az ultrahang állandó és homogén diffúzióját is.

Továbbá a fedél az integrált szennyezett folyadékgyűjtővel megakadályozza a vegyi anyag belégzésének vagy a bőrrel való érintkezés kockázatát.

- Három méretben kapható: 4,5 literes, 12,5 literes vagy 25 literes változatban
- Programozható ciklusok 1 és 99 perc között
- 3 év garancia



ELMASONIC S 80/H - ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK

- Elektronikus időzítő és hőmérséklet kontrol
- Autostart hőmérséklet-vezérléssel / hőfok előválasztással
- Nagy-teljesítményű generátor rendszer
- Szárazon üzemeltetés elleni védelemmel ellátott kerámia fűtés
- Gyors kigázósítás Autodegas / Degas funkcióval
- Tökéletesített tisztító hatás pásztázó hullámformával
- Biztonsági kikapcsolás



1045 Budapest, Berliini utca 47-49.
tel.: 06 1 350 2107 | fax: 06 1 329 1854
e-mail: info@allegro.hu
www.allegro.hu

schülke -t



W WIPAK

Érvényes: 2021-től