

# NTI

# INNOVÁCIÓ 2021


# **INNOVÁCIÓ**

# **Fogorvosoknak**




## NTI Kétoldalt bevont gyémántozott szeparáló csík fogszabályozáshoz

- Az interdentális zománc csökkentésére
- Hely létrehozása a fog ortopédiai korrekciójához
- Előkészítés Align technológiához






- NTI Kétoldalt bevont gyémántozott szeparáló csík fogszabályozáshoz
- Különböző vastagságok a pontos és előre kiszámított csökkentéshez 0,1 / 0,2 / 0,3 és 0,4 mm
- Különböző szemcsés méretek szuper finom, finom és közepes



## NTI Or-the-dens Készlet fogszabályozáshoz Set-1562.1



- A bracket gyanta teljes eltávolításához
- Többlépcsős eltávolítás a zománc károsodásának elkerülése érdekében
- DiaGloss Polírozók a mozgó felület tisztításához
- ProphylaxeMaster polírozó a zománc felületének zárása érdekében





## NTI Or-the-dens Készlet fogszabályozáshoz Set-1562.1

- Az első eltávolítás speciális bevonatú volfrámkarbid műszerekkel
- A bevonat javítja a pengék öntisztító hatását viszkózus konzolgyanta esetén
- T21RX (kerek henger) a labiális működéshez
- T379X (Tojás) orális műtéthez





## NTI Or-the-dens Készlet fogszabályozáshoz Set-1562.1

- Második lépés befejező lépés
- H375R kúp alakú, kerek végű



## NTI Or-the-dens Készlet fogszabályozáshoz Set-1562.1

- Az utolsó lépések a DiaGloss polírozóival
- Két lépés durva és finom polírozó formák nagy láng / kis láng
- Gyémánt impregnált polírozók gumikötéssel
- A gumikötés elnyeli a hőt és csökkenti a cellulóz stresszét







## **NTI Or-the-dens Készlet fogszabályozáshoz Set-1562.1**

- **A zománc gondozása a ProphylaxeMasterrel**
- **Az integrált polírozó részecskék lehetővé teszik a polírozó paszta nélküli polírozást**
- **A polírozó többszöri használata**

# INNOVÁCIÓ

# Technikusoknak



## NTI Gti-Vágó titán ötvözetekhez

- Titán felületek durva és gyors kezeléséhez
- Új alakzat HFL251GTi-060

**ÚJ**






## NTI NP-Vágó nem drága ötvözetekhez

- Durva ötvözetekhez / anyagcsökkentéshez
- A fém kidolgozásához felülete
- Új alakzat HF077NP-029

**ÚJ**






## NTI AllCeramic Plus

- Mindenféle kerámia ötvözethez, beleértve a nagyon kemény kerámiákat is
- Kifejezetten cirkónium és lítium-disilicate ötvözetekhez

**ÚJ**





## NTI ExcaLiDibur finírozók HP befogással


- Extra kemény bevonat lítium-disilicát ötvözetek megmunkálására, de klasszikus kerámiákra is
- Repedések, csúcsok és finom felületi szerkezetek finom kialakításához koronáknál



## NTI Flap polírozók kerámiához HP befogással

- Bármely kerámia, cirkon és lítium-disilicate ötvözetek polírozására
- Rugalmas szárnyak repedésekhez és más mély szerkezetekhez
- Kétlépcsős polírozók







CeraGlaze

## NTI Flap polírozók kerámiához HP befogással

- CeraGlaze vonal
- Gyémánt impregnált polírozók gumikötéssel
- A gumi elnyeli a hőt a polírozás során
- Előfényezés (kék) / Nagy fényezésű polírozás (sárga)








CeraShine Duo

## NTI Flap polírozók kerámiához HP befogással

- CeraShineDuo vonal
- Gyémánt impregnált polírozók gumikötéssel
- A gumi elnyeli a hőt a polírozás során
- Polírozás (lila) / Nagy fényű polírozás (sárga)





CeraShine trió

## NTI Flap polírozók kerámiához HP befogással

- CeraShineTrio vonal
- Gyémánt impregnált polírozók szintetikus kötőanyaggal
- Előfényezés (rózsaszín) / <sup>magas</sup> fényezésű polírozás (szürke)



